

Anticorps Polyclonal Anti-Edg1/S1Pr1 Pour Wb Et Elisa - P21453

Numéro d'article: CM0018654



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le S1PR1 humain (EDG1, S1P1). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation des RCPG dans la migration cellulaire, l'angiogenèse et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EDG1/HEXIM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1901
GeneID	1901
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 303-382 de l'EDG1/HEXIM1 humain (NP_001391.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P21453
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace