

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Edg2/Lpa-1 (Récepteur 1 De L'acide Lysophosphatidique) Pour Wb, Elisa - Q92633

Numéro d'article: CM0002879



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-EDG2/LPA-1 (LPAR1) de haute qualité pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Validé sur des échantillons humains, réagit avec l'EDG2/LPA-1 humain. Convient pour la signalisation cellulaire, la migration et la recherche sur les récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EDG2/LPA-1 Lapin mAb
Remarques/Alias	EDG2; LPA1; VZG1; edg-2; vzg-1; Gpcr26; Mrec1.3; rec.1.3; EDG2/LPA-1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1902
ID de gène	1902
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'EDG2/LPA-1 humain (Q92633).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92633
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace