


Anticorps Polyclonal Anti-Edn1 (Validé Ko) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05305

Numéro d'article: CM0021365



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin EDN1, Validé KO, pour Western Blot, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Cible l'Endothéline-1, un peptide vasoconstricteur. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] EDN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ET1 ; QME ; PPET1 ; ARCND3 ; HDLCQ7 ; N1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1906
GeneID	1906
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-212 de l'EDN1 humain (NP_001946.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05305
Poids Moléculaire Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace