


Anticorps Polyclonal Anti-Ednrb Pour Wb Et Elisa - P24530

Numéro d'article: CM0027117



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EDNRB humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des récepteurs de l'endothéline, la recherche vasculaire et les études du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EDNRB Rabbit pAb
Remarques / Alias	ETB; ET-B; ETB1; ETBR; ETRB; HSCR; WS4A; ABCDS; ET-BR; HSCR2; EDNRB
Espèce	Humain
GeneID	1910
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'EDNRB humain (NP_001116131.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P24530
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace