


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eea1 Pour Wb, Elisa - Q15075

Numéro d'article: CM0011510



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'EEA1 humain, adapté pour le WB et l'ELISA avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Ce marqueur d'endosome précoce d'environ 162 kDa est essentiel pour les études sur le trafic endosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-EEA1
Remarques/Alias	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Espèce	Humain
ID de gène	8411
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'EEA1 humain (Q15075)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15075
Poids protéique	162 kDa
Expédition	Sac de glace