


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eea1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15075

Numéro d'article: CM0016168



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EEA1 humain, validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux applications de Western blot, d'immunohistochimie et d'ELISA dans la recherche sur le trafic endosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EEA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MST105 ; ZFYVE2 ; MSTP105 ; EEA1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8411
ID du gène	8411
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1182-1411 de l'EEA1 humain (NP_003557.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15075
Poids de la protéine	162 kDa
Expédition	Sac de glace