

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eed Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075530

Numéro d'article: CM0014414



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine EED humaine. Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la régulation de la chromatine et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-EED
Remarques/Alias	HEED ; COGIS ; WAIT1 ; EED
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8726
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'EED humain (NP_003788.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75530
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace