


Anticorps Polyclonal Anti-Eef1A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P68104

Numéro d'article: CM0018645



Introduction

eEF1A1 Rabbit pAb validé pour WB, IF/ICC et ELISA, réagissant avec les protéines humaines, murines et de rat. Cet anticorps polyclonal cible le facteur d'élongation de la traduction eEF1A1 (P68104), et convient aux recherches sur la synthèse des protéines et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eEF1A1 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1915
GeneID	1915
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 123-462 de l'eEF1A1 humain (NP_001393.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P68104
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Sac de glace