


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Eef1A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Numéro d'article: CM0007211



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'eEF1A1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la synthèse protéique et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eEF1A1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Espèce	Humaine
ID du gène	1915
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-400 de l'eEF1A1 humain. (NP_001393.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68104
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sachet réfrigérant