


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eef1A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Numéro d'article: CM0020998



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'eEF1A1 humain (facteur d'élongation 1-alpha 1). Adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur l'élongation de la traduction et la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-eEF1A1
Remarques/Alias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1915
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 301-400 de l'eEF1A1 humain (NP_001393.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68104
Poids moléculaire protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace