


Anticorps Polyclonal Anti-Eef1A2 Pour Wb Et Elisa - Q05639

Numéro d'article: CM0019289



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EEF1A2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'élongation de la traduction et des troubles neurologiques et musculaires liés à l'EEF1A2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EEF1A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1917
GeneID	1917
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 184-463 de l'EEF1A2 humaine (NP_001949.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05639
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace