


Anticorps Polyclonal Anti-Eef1A2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05639

Numéro d'article: CM0027789



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EEF1A2 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Adapté aux études sur l'élongation de la synthèse protéique et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EEF1A2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Espèce	Humain
ID du gène	1917
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 184-463 de l'EEF1A2 humain (NP_001949.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05639
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace