


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eef1D Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P29692

Numéro d'article: CM0018764



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur d'élongation 1-delta (EEF1D), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Pertinent pour les recherches sur la synthèse des protéines, la régulation de la transcription et la réponse au choc thermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	EEF1D Rabbit pAb
Remarques/alias	EF1D ; EF-1D ; FP1047 ; EEF1D
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1936
GeneID	1936
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de l'EEF1D humain (NP_001123529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P29692
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace