


Anticorps Polyclonal Anti-Eef1E1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43324

Numéro d'article: CM0013093



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute spécificité dirigé contre l'EEF1E1 humain (AIMP3/p18), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte les cibles humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur la réponse aux dommages à l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EEF1E1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P18; AIMP3; EEF1E1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9521
GeneID	9521
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'EEF1E1 humain (NP_004271.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43324
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace