


Anticorps Monoclonal Anti-Eef1G Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Numéro d'article: CM0006053



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le facteur d'élongation 1-gamma humain (eEF1G). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la biosynthèse des protéines et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eEF1G Rabbit mAb
Remarques/Alias	EF1G; GIG35; eEF1G
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1937
ID du gène	1937
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-123 de l'eEF1G humain (P26641).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26641
Poids protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace