


Anticorps Polyclonal Anti-Eef1G Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Numéro d'article: CM0030935



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant eEF1G (EF1G, GIG35) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la biosynthèse des protéines et le complexe du facteur d'élongation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eEF1G Lapin pAb
Remarques/Alias	EF1G; GIG35; eEF1G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1937
GeneID	1937
Immunogène	Protéine recombinante (séquence : acides aminés 168-437 de l'eEF1G humaine, NP_001395.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26641
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace