


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eef2 (Ef-2) Pour Wb, Elisa - P13639

Numéro d'article: CM0015772



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'eEF2 humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec l'humain. Détecte une protéine d'environ 95 kDa. Convient à la recherche sur l'élongation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eEF2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1938
ID du gène	1938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de l'eEF2 humaine (NP_001952.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13639
Poids moléculaire de la protéine	95 kDa
Expédition	Pack réfrigérant