


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eef2 Pour Wb Et Elisa - P13639

Numéro d'article: CM0022353



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur d'élongation 2 humain (eEF2) pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'eEF2 humain ; immunogène : protéine recombinante (aa 1-290). Idéal pour les études sur l'élongation de la traduction et la recherche sur l'ataxie spinocérébelleuse de type 26 (SCA26). Poids moléculaire prédit : 95 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eEF2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EF2 ; EF-2 ; EEF-2 ; SCA26 ; eEF2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1938
ID du gène	1938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de l'eEF2 humain (NP_001952.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P13639
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace