


Anticorps Polyclonal Anti-Eef2K Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00418

Numéro d'article: CM0025344



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EEF2K validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'EEF2K humain et murin ; 82 kDa. Idéal pour l'étude de la régulation de la traduction et de la signalisation par kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] EEF2K Rabbit pAb
Remarques / Alias	eEF-2K ; CaMKIII ; HSU93850 ; 2K
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29904
GeneID	29904
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 406-725 de l'EEF2K humain (NP_037434.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00418
Poids protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace