

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Efcab3 Pour Wb, Elisa - Q8N7B9

Numéro d'article: CM0014682

Introduction

Anticorps Polyclonal (pAb) de Lapin anti-EFCAB3 élevé contre la protéine EFCAB3 humaine recombinante. Validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour les études sur le domaine de liaison au calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EFCAB3 Lapin pAb
Remarques/Alias	EFCAB3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	146779
GeneID	146779
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 249-438 de l'EFCAB3 humain (NP_775774.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8N7B9
Poids Moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace