

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Efhc1 Pour Wb, Elisa - Q5JvI4

Numéro d'article: CM0029073



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-EFHC1 détecte l'EFHC1 dans des échantillons humains, de souris et de rat par Western blot et ELISA. Utile pour la recherche sur les cils, la migration neuronale et l'épilepsie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EFHC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EJM1, POC9, RIB72, dj304B14.2, EFHC1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	114327
GenelD	114327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 391-640 de l'EFHC1 humain (NP_060570.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5JVL4
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace