

Anticorps Polyclonal Anti-Efhd2 Pour Wb, Elisa - Q96C19

Numéro d'article: CM0015380



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EFHD2 (Swiprosin-1) pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris ; utile pour étudier l'apoptose des cellules B et la régulation NF-kappa-B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EFHD2 Lapin p Ac
Remarques/Alias	SWS1; EFHD2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	79180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-78 de l'EFHD2 humain (NP_077305.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q96C19
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace