


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Efna1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20827

Numéro d'article: CM0026014



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EFNA1 humain (éphrine-A1). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; présente une réactivité croisée avec l'EFNA1 de souris. Convient pour l'étude de l'angiogenèse, de la biologie tumorale et de la signalisation des récepteurs Eph.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin EFNA1
Remarques/Alias	B61 ; EFL1 ; GMAN ; ECKLG ; EPLG1 ; LERK1 ; LERK-1 ; TNFAIP4 ; EFNA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1942
GeneID	1942
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-182 de l'EFNA1 humain (NP_004419.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P20827
Poids Moléculaire Protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace