

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Efna3 Pour Wb, Elisa - P52797

Numéro d'article: CM0028518

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EFNA3 validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Cible l'éphrine-A3 humaine, un ligand ancré par GPI du récepteur Eph, essentiel au développement neuronal et vasculaire. Idéal pour le développement de dispositifs de diagnostic in vitro (IVD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EFNA3 pAb de lapin
Remarques / Alias	EFL2; EPLG3; LERK3; Ehk1-L; EFNA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1944
GeneID	1944
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-214 de l'EFNA3 humain (NP_004943.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P52797
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace