


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Efnb1 Pour Wb, Elisa - P98172

Numéro d'article: CM0014096



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'EFNB1 humain (Ephrine-B1), adapté pour le Western blot et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier le développement neuronal, vasculaire et épithélial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EFNB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CFND; CFNS; EFB1; EFL3; EPLG2; Elk-L; LERK2; EFNb1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1947
Immunogène	Protéine recombinante/Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 259-346 de l'EFNB1 humain (NP_004420.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P98172
Poids moléculaire protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace