

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Efs Pour Wb Et Elisa - 043281

Numéro d'article: CM0024666

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EFS (Embryonal Fyn-associated substrate, CASS3) validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EFS Rabbit pAb
Remarques / Alias	SIN; CAS3; EFS1; EFS2; HEFS; CASS3; EFS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10278
GeneID	10278
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60 à 190 de l'EFS humain (NP_115835.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	043281
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace