

Anticorps Polyclonal Anti-Eftud2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15029

Numéro d'article: CM0029626



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EFTUD2 humain (U5-116 kDa, SNU114), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat, adapté à la recherche sur le spliceosome et le traitement de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EFTUD2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MFDM; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD; EFTUD2
Espèce	Humain
ID Gène (Humain)	9343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-205 de l'EFTUD2 humain (NP_004238.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15029
Poids de la protéine	109 kDa
Expédition	Sac de glace