


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eftud2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15029

Numéro d'article: CM0004978



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-EFTUD2 validé pour la détection de l'EFTUD2 humain (composant du spliceosome, noyau) dans WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études d'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] EFTUD2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MFDm; MFDGA; Snr114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-205 de l'EFTUD2 humain (NP_004238.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15029
Poids protéique	109 kDa
Livraison	Sac de glace