

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eg5/Kif11 Pour Wb Et Elisa - P52732

Numéro d'article: CM0010643



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-EG5/KIF11 adapté aux applications WB et ELISA. Cible la kinésine Eg5 humaine impliquée dans la mitose et le transport intracellulaire. Protéine de 119 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EG5/KIF11 Rabbit mAb
Remarques / Alias	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 900-1056 de l'EG5/KIF11 humain (P52732)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P52732
Poids de la protéine	119kDa
Expédition	Sachet de glace