

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eg5/Kif11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52732

Numéro d'article: CM0027467



Introduction

Le pAb de lapin EG5/KIF11 de CamelBio est validé pour WB, IF/ICC, ELISA, ciblant l'EG5 humain (119kDa, P52732). Une protéine motrice de kinésine cruciale pour la bipolarité du fuseau, la mitose et la sécrétion golgienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin EG5/KIF11
Remarques/Alias	EG5 ; HKSP ; KNSL1 ; MCLMR ; TRIP5 ; EG5/KIF11
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	3832
Identifiant du Gène	3832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 797-1056 de l'EG5/KIF11 humain (NP_004514.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P52732
Poids Moléculaire de la Protéine	119kDa
Expédition	Sac de glace