


Anticorps Monoclonal Anti-Egf Pour Wb - P01132

Numéro d'article: CM0012518



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'EGF de souris, un facteur de croissance qui stimule la prolifération cellulaire et la réabsorption du magnésium. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire, la fonction rénale et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EGF Rabbit mAb
Remarques/Alias	EGF
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	1950
ID du gène	13645
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 977-1029 de l'EGF de souris (NP_034243.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01132
Poids de la protéine	133 kDa
Expédition	Sac réfrigérant