

## Anticorps Polyclonal Anti-Egf Pour Wb, If-P, Elisa - P01133

Numéro d'article: CM0014584



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EGF humain (Pro-epidermal growth factor) pour les applications WB, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'EGF de souris et de rat. Convient pour la recherche sur les facteurs de croissance et la régénération tissulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | EGF Lapin pAb                                                                                                        |
| Remarques/Alias     | URG; HOMG4; EGF                                                                                                      |
| Espèce              | Humain                                                                                                               |
| ID de Gène (Humain) | 1950                                                                                                                 |
| ID de Gène          | 1950                                                                                                                 |
| Immunogène          | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 851-950 de l'EGF humain (NP_001954.2) |
| Source              | Lapin                                                                                                                |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                |
| Application         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                      |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                  |
| SWISS               | P01133                                                                                                               |
| Poids Protéique     | 134kDa                                                                                                               |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                         |