

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Egf Pour Wb, Db, Elisa - P01133

Numéro d'article: CM0030425



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'EGF humain (Pro-facteur de croissance épidermique). Validé pour WB, DB, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Immunogène recombinant. Pour usage de recherche dans la signalisation des facteurs de croissance et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin EGF
Remarques/Alias	URG ; HOMG4 ; EGF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1950
GeneID	1950
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 971-1023 de l'EGF humain (NP_001954.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P01133
Poids Moléculaire Protéique	134 kDa
Expédition	Sac de glace