

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Egfl7 Pour Wb - Q9Uhf1

Numéro d'article: CM0029648

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EGFL7 validé pour Western blot (WB) et ELISA, à réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'angiogenèse et la biologie vasculaire. Masse de la protéine cible ~30 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-EGFL7
Remarques / Alias	NEU1; ZNEU1; VE-STATIN; EGFL7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51162
GeneID	51162
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-100 de l'EGFL7 humain (NP_958854.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UHF1
Masse protéique	30kDa
Expédition	Sachet de glace