


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Egfr (L858R) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0010750



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-EGFR (L858R) spécifique du mutant L858R de l'EGFR humain. Compatible avec le Western blot, l'IHC sur paraffine et l'ELISA ; réaction croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation oncogénique et de la résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin EGFR (L858R)
Remarques/Alias	ERBB ; ERRP ; HER1 ; mENA ; ERBB1 ; PIG61 ; NISBD2 ; EGFR (L858R)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1956
ID du gène	1956
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800 et 900 de l'EGFR humain (L858R) (P00533).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac de glace