


## Anticorps Monoclonal Anti-Egfr Pour Wb, If-P, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0004516



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-EGFR validé par KD pour Western blot, IF-paraffine et ELISA. Spécifique à l'EGFR humain, murin et de rat. Basé sur un immunogène recombinant, idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | [Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-EGFR                                                                           |
| Remarques/Alias                  | ERBB ; ERBP ; HER1 ; mENA ; ERBB1 ; PIG61 ; NISBD2 ; EGFR                                                                     |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)                  | 1956                                                                                                                          |
| GeneID                           | 1956                                                                                                                          |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-525 de l'EGFR humain (NP_005219.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                         |
| Application                      | WB, IF-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                            | P00533                                                                                                                        |
| Poids moléculaire de la protéine | 134 kDa                                                                                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                  |