


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Egfr (Phospho-Yr1173) Pour Wb, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0001608



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du phospho-site reconnaissant l'EGFR humain phosphorylé sur la tyrosine 1173. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude des voies de signalisation de l'EGFR en oncologie et en recherche sur la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EGFR-Y1173 mAb de lapin
Remarques/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Peptide synthétique englobant la tyrosine 1173 phosphorylée de l'EGFR humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace