


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Egfr Pour Cytométrie En Flux - P00533

Numéro d'article: CM0011069



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-EGFR humain détecte l'EGFR humain (P00533) par cytométrie en flux. Cet anticorps monoclonal de lapin cible le domaine extracellulaire de l'EGFR, un récepteur tyrosine kinase de 134 kDa essentiel dans la signalisation cellulaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-EGFR humain
Remarques/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-525 de l'EGFR humain (NP_005219.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	44 kDa/69 kDa/77 kDa/134 kDa
Expédition	Sac de glace