


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Egfr [Validé Kd] Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0016229



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'EGFR humain (UniProt P00533). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour étudier la signalisation EGFR dans la recherche sur le cancer, la migration cellulaire et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | [Validé KD] EGFR Rabbit pAb                                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | ERBB ; ERRP ; HER1 ; mENA ; ERBB1 ; PIG61 ; NISBD2 ; FR                                                                                                |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                 |
| GenelD (Humain)    | 1956                                                                                                                                                   |
| GenelD             | 1956                                                                                                                                                   |
| Immunogène         | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1021-1210 de l'EGFR humain (NP_005219.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                  |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                               |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                                                 |
| SWISS              | P00533                                                                                                                                                 |
| Poids protéique    | 134 kDa                                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                           |