

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Egln1/Egln2 Pour Wb, Elisa - Q9Gzt9/Q96Ks0

Numéro d'article: CM0013641



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EGLN1/EGLN2 (PHD2/PHD1) humains, capteurs d'oxygène médiant l'hydroxylation de HIF. Validé pour WB et ELISA ; immunogène peptidique synthétique, expédié au froid. Idéal pour les études sur la signalisation de l'hypoxie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EGLN1/EGLN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EGLN1/EGLN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54583/112398
GeneID	54583/112398
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 250-350 de l'EGLN1/EGLN2 humain (NP_071334.1/NP_444274.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9GZT9/Q96KS0
Poids Protéique	36kDa/43kDa/46kDa/40kDa
Expédition	Sac de glace