


Anticorps Monoclonal Anti-Egr1 De Lapin Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P18146

Numéro d'article: CM0006859



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'EGR1 humain, validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, la prolifération cellulaire et les réponses au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EGR1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1958
GeneID	1958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-250 de l'EGR1 humain (NP_001955.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18146
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace