


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Egr1 Pour Wb Et Elisa - P18146

Numéro d'article: CM0030291



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EGR1 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, la suppression tumorale et la réponse à l'ischémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EGR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TIS8; AT225; G0530; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1958
GenelD	1958
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18146
Poids Protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace