


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Egr1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18146

Numéro d'article: CM0028285



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EGR1 pour ELISA, WB, IF/ICC. Détecte la protéine EGR1 humaine, de souris et de rat à 58 kDa. Outil de recherche pour les études sur la régulation transcriptionnelle, la croissance cellulaire et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EGR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TIS8; AT225; G0530; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Espèce	Humain
GeneID	1958
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'EGR1 humain (NP_001955.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18146
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sachet de glace