

## Anticorps Monoclonal Anti-Egr2 Pour Wb, Ip, Elisa - P11161

Numéro d'article: CM0005279

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin EGR2 validé pour WB, IP, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en transcription et neurobiologie. - P11161

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | mAb de lapin EGR2                                                                                                                             |
| Remarques/Alias              | AT591; CMT1D; CMT4E; KROX20; EGR2                                                                                                             |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                                        |
| Identifiant du gène (Humain) | 1959                                                                                                                                          |
| Identifiant du gène          | 1959                                                                                                                                          |
| Immunogène                   | Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'EGR2 humain (NP_000390.2). |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                                                                                                                         |
| Application                  | WB, IP, ELISA                                                                                                                                 |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                                           |
| SWISS                        | P11161                                                                                                                                        |
| Poids protéique              | 50kDa                                                                                                                                         |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                                  |