

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Egr3 Pour Wb Et Elisa - Q06889

Numéro d'article: CM0029895

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EGR3 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. L'EGR3 est un facteur de transcription à doigt de zinc impliqué dans le développement des fuseaux neuromusculaires. Convient pour la recherche sur les maladies neuromusculaires et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EGR3 Lapin pAb
Remarques/Alias	EGR-3; PILOT; EGR3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1960
GenelD	1960
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'EGR3 humain (NP_004421.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q06889
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace