

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Egr4 Pour Wb, Elisa - Q05215

Numéro d'article: CM0029487

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EGR4 humaine (protéine 4 de réponse précoce à la croissance) pour les applications Western Blot et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EGR4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AT133; NGFIC; NGFI-C; PAT133; EGR4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1961
GeneID	1961
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 440-589 de l'EGR4 humaine (NP_001956.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05215
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace