

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Egr4 Pour Wb, Elisa - Q05215

Numéro d'article: CM0018933

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Egr4 (également connu sous le nom de NGFIC, pAT133), validé pour le Western blot et l'ELISA avec des échantillons de souris. Idéal pour la recherche sur la mitogenèse et la différenciation médiées par Egr4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Egr4 Lapin pAb
Remarques/Alias	NGFIC; NGF1-C; NGFI-C; pAT133; Egr4
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	1961
ID de gène	13656
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-367 de la protéine Egr4 de souris (NP_065621.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q05215
Poids moléculaire	62kDa
Expédition	Sac de glace