


Anticorps Monoclonal Anti-Ehd1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4M9

Numéro d'article: CM0008639



Introduction

mAb de lapin anti-EHD1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec EHD1 humain, murin et de rat (61 kDa). Idéal pour la recherche sur le trafic membranaire, la biogenèse des cils et la voie endocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-EHD1
Remarques/Alias	PAST ; PAST1 ; H-PAST ; HPAST1 ; EHD1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10938
GeneID	10938
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'EHD1 humain (Q9H4M9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H4M9
Poids moléculaire	61 kDa
Expédition	Sac de glace