

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ehd2 Pour Wb, Elisa - Q9Nzn4

Numéro d'article: CM0015419

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EHD2 (PAST2) humain, une protéine contenant un domaine EH. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Il supporte les études sur le trafic membranaire et la régulation des cavéoles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EHD2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PAST2; EHD2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	30846
Identifiant du gène	30846
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 244-543 de l'EHD2 humain (NP_055416.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZN4
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace