

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ehf Pour Wb, Elisa - Q9Nzc4

Numéro d'article: CM0005406

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-EHF pour les applications Western blot et ELISA. Reconnaît le facteur homologue ETS humain, un facteur de transcription nucléaire crucial dans la différenciation des cellules épithéliales et la suppression tumorale. Utile pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EHF Lapin mAb
Remarques/Alias	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	26298
GeneID	26298
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de l'EHF humain (NP_036285.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NZC4
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace